


US|med
MEDIZINPRODUKTE

IHR PARTNER FÜR GEFÄSSZUGÄNGE

KATHETERLOCKLÖSUNGEN | WASSERDICHTER KATHETERVERBAND
DIALYSE | NEPHROLOGIE | GASTROENTEROLOGIE | ONKOLOGIE




PRODUKTKATALOG



LOCKLÖSUNGEN



KATHETER-CARE



SHUNT-CARE



HYGIENE

INHALT

7-12 

KATHETER-CARE

- 7-8 Exit-Pocket® WP | Exit-Pad® AG
- 9 Exit-Pro® AG | Exit-Pro® AG SoftTouch
- 10 Exit-Pocket® Standard
- 11 Kombistopfen
- 12 Replacement Clamp™ | Exit-Pocket® PT

4-6 

LOCKLÖSUNGEN

Citra-Lock™ & C-Lock

- 4-5 Ampullen & Fertigspritzen 4 % | 30 %
- 6 Ampullen & Fertigspritzen 46,7 %

13-23 

SHUNT-CARE

- 13-14 Emostan® Pad | Emostan® Pad ALG
- 15 Betafix® | Betafix® ALG
- 16 Nova Betafix® AG | Nova Sovan® AG
- 17 Nova Sovan® AG SoftTouch | Diafix®
- 18 Fistula-Stop® | Line-Strap™
- 19 Eurostrips® | WoundClot™
- 21-22 Supercath™ Clampcath | Supercath™ NEO
- 23 Supercath™ PRO

24-26

NaCl FERTIGSPRITZEN | AN- UND ABSCHLUSSSET

- 24 NaCl 0,9 % Fertigspritzen | An und Abschlussset
- 26 Allgemeine Geschäftsbedingungen

ANSPRECHPARTNER



TIM-OLIVER SCHWABACH
GESCHÄFTSFÜHRER
t 0561.766 86 35
m 0177.899 00 99
e tim.schwabach@usmed-online.de



ULRICH SCHWABACH
FIRMENGRÜNDER | BERATER
t 0561.766 86 35
m 0177.899 50 50
e ulrich.schwabach@usmed-online.de



ANDREAS KLEEFELD
GEBIETSVERKAUFSLEITER
t 0561.766 86 35
m 0175.605 64 51
e andreas.kleefeld@usmed-online.de



ANNA SCHWABACH
PERSONAL | VERTRIEBSINNENDIENST
t 0561.766 86 35
e anna.schwabach@usmed-online.de



SABRINA VELKE
MARKETING | VERTRIEBSINNENDIENST
t 0561.766 86 35
e sabrina.velke@usmed-online.de

Für Fragen zu unserem Sortiment und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

E-Mail: info@usmed-online.de

Telefon: 0561.766 86 35



Citra-Lock™ & C-Lock

Locklösung 4 % | 30 % | 46,7 % als **PE-Ampulle** oder als **vorgefüllte Spritze**





CITRA-LOCK™ & C-LOCK 4%

4 %ige Locklösung in einer PE-Ampulle oder Luer-Lock Fertigspritze

MERKMALE

- » ANTI-BIOFILM
- » ANTI-KOAGULANS
- » REDUZIERTE INFEKTIONSRATE



5,0 ml PE-Ampulle	Art.-Nr.: 701 100 010	PZN: 928 104 1
2,5 ml Fertigspritze TwinPack	Art.-Nr.: 800 109 000	PZN: 191 228 81
3,0 ml Fertigspritze TwinPack	Art.-Nr.: 800 109 001	PZN: 184 899 87
5,0 ml Fertigspritze SinglePack	Art.-Nr.: 800 109 002	PZN: 184 900 16

CITRA-LOCK™ & C-LOCK 30%

30 %ige Locklösung in einer PE-Ampulle oder Luer-Lock Fertigspritze

MERKMALE

- » ANTI-BIOFILM
- » ANTI-KOAGULANS
- » ANTI-MIKROBIELL



5,0 ml PE-Ampulle	Art.-Nr.: 701 100 020	PZN: 928 106 4
2,5 ml Fertigspritze TwinPack	Art.-Nr.: 800 109 003	PZN: 184 900 51



CITRA-LOCK™ & C-LOCK 46,7%

46,7 %ige Locklösung in einer PE-Ampulle oder Luer-Lock Fertigspritze

MERKMALE

- » ANTI-BIOFILM
- » ANTI-KOAGULANS
- » ANTI-MIKROBIELL

5,0 ml PE-Ampullen	Art.-Nr.: 701 100 030	PZN: 928 111 8
2,5 ml Fertigspritze TwinPack	Art.-Nr.: 800 109 004	PZN: 184 900 74

VORTEILE CITRA-LOCK™ & C-LOCK

LOCKLÖSUNG FÜR ZENTRALVENÖSE KATHETER FÜR DIE HÄMODIALYSE 4 % | 30 % | 46,7 %

ANWENDUNG VON CITRA-LOCK™ & C-LOCK 4 %

- Erhält die Durchgängigkeit zentralvenöser Katheter ²
- Ersetzt Heparin als Lock-Lösung für Katheter ⁴
- Vermeidet heparininduzierte Blutungskomplikationen ⁴
- Sinnvolle Alternative für Patienten mit einer durch Heparin induzierten Thrombozytopenie (HIT-Syndrom) ⁴

ANWENDUNG VON CITRA-LOCK™ & C-LOCK 30 % & 46,7 %

- Reduziertes Risiko von katheterassoziierten Bakteriämien (CRB) im Vergleich zu Heparin ^{6,7}
- Reduziert die Biofilmbildung (*S.aureus*) ³
- Erhöht die Lebensdauer von Kathetern im Vergleich zu Heparin ^{5,6}
- Erhält die Durchgängigkeit zentralvenöser Katheter ²
- Vermeidet heparininduzierte Blutungskomplikationen ⁴
- Sinnvolle Alternative für Patienten mit einer durch Heparin induzierten Thrombozytopenie (HIT-Syndrom) ⁴

Quellen: 1 USRDS Annual Data Report Volume 2: ESRD in the United States, www.usrds.org/2015/download/vol2.USRDS.ESRD.15.pdf 2 MacRae JM, Dojcinovic I, Djurdjev O, Jung B, Shalansky S, Levin A, Kiai M. Citrate 4% versus heparin and the reduction of thrombosis study, Clin J Am Soc Nephrol. 2008 Mar;3(2):369-74 3 Shanks RM, Sargent JL, Martinez RM et al. Catheter lock solutions influence staphylococcal biofilm formation on abiotic surfaces. Nephrol Dial Transplant. 2006; 21: 2247-2255 4 Grudzinski L, Quinan P, Kwok S, Pierratos A. Sodium citrate 4% locking solution for central venous dialysis catheters: An effective, more cost-efficient alternative to heparin. Nephrol Dial Transplant. 2007 Feb;22(2):471-6 5 Weijmer MC, Debets-Ossenkopp YJ, Van De Vondervoort FJ, ter Wee PM. Superior antimicrobial activity of trisodium citrate over heparin for catheter locking. Nephrol Dial Transplant. 2002 Dec;17(12):2189-95 6 Weijmer MC, van den Dorpel MA, Van de Ven PJ, ter Wee PM, van Geelen JA, Groeneveld JO, van Jaarsveld BC, Koopmans MG, le Poole Cy, Schrander-Van der Meer AM, Siegert CE, Stas KJ. CITRATE Study Group. Randomized, clinical trial comparison of trisodium citrate 30% and heparin as catheter-locking solution in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2005 Sep;16(9):2769-77 7 Winnett G, Nolan J, Miller M, Ashman N. Trisodium citrate 46.7% selectively and safely reduces staphylococcal catheter-related bacteraemia. Nephrol Dial Transplant. 2008 Nov;23(11):3592-8

WASSERDICHTER VERBAND-BEUTEL
FÜR DEN KATHETERSCHUTZ

Exit-Pocket® WP



Beschreibung

Medizinprodukt zum Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Wasserdichter, an vier Seiten geschlossener tertiärer Verband-Beutel zur Befestigung auf der Haut.

Indikation

Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Geeignet für alle zentral-venöse Kathetersysteme. Der Verband-Beutel ist vollständig wasserdicht und kann so mikrobielle Kontaminationen vermeiden.

Verwendungszweck

Schutzvorrichtung für die Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen bei Kontakt des Patienten mit Wasser (Duschen, Baden, Schwimmen).

Vorteile

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.
- Keine Durchfeuchtung des Primär- und Sekundärverbands.

Exit-Pocket® WP ZVK	10 x 9 cm medium	Öffnungsmaß f. Pflaster 9 x 10 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 203	PZN: 125 356 86
Exit-Pocket® WP ZVK	13 x 11 cm horizontal	Öffnungsmaß f. Pflaster 11 x 13 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 205	PZN: 141 412 47
Exit-Pocket® WP ZVK	11 x 13 cm vertikal	Öffnungsmaß f. Pflaster 13 x 11 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 206	PZN: 141 412 53
Exit-Pocket® WP ZVK Pädiatrie	5,5 x 7 cm horizontal	Öffnungsmaß f. Pflaster 5,5 x 7 cm (BxL)	VE 25 St.	Art.-Nr.: 703 192 210	PZN: 187 138 06
Exit-Pocket® WP ZVK Pädiatrie	7 x 5,5 cm vertikal	Öffnungsmaß f. Pflaster 7 x 5,5 cm (BxL)	VE 25 St.	Art.-Nr.: 703 192 211	PZN: 187 138 12
Exit-Pocket® WP Peritoneal	Ø 5 cm small	Öffnungsmaß f. Pflaster 5 cm Ø	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 201	PZN: 125 356 57

BESTELLUNGEN NEHMEN WIR GERNE ENTGEGEN!

USmed Medizinprodukte e.K. Bunte Berna 31 | 34123 Kassel | www.usmed-medizinprodukte.de
T: +49 (0)561 766 86 35 | F: +49 (0)561 766 86 36 | info@usmed-online.de

USmed
MEDIZINPRODUKTE



EXIT-POCKET® WP

Wasserdichter Verband-Beutel für den Katheterschutz für alle ZV/-und PD Kathetersysteme

MERKMALE

- » GEEIGNET FÜR DUSCHEN | BADEN | SCHWIMMEN
- » SCHÜTZT KATHETER-EXIT VOR KONTAKT MIT WASSER
- » STEIGERT DIE LEBENSQUALITÄT
- » SCHNELLE UND EINFACHE ANWENDUNG

Exit-Pocket® WP ZVK	10 x 9 cm medium	Öffnungsmaß f. Pflaster 9 x 10 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 203	PZN: 125 356 86
Exit-Pocket® WP ZVK	13 x 11 cm horizontal	Öffnungsmaß f. Pflaster 11 x 13 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 205	PZN: 141 412 47
Exit-Pocket® WP ZVK	11 x 13 cm vertikal	Öffnungsmaß f. Pflaster 13 x 11 cm (BxL)	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 206	PZN: 141 412 53
Exit-Pocket® WP ZVK Pädiatrie	5,5 x 7 cm horizontal	Öffnungsmaß f. Pflaster 5,5 x 7 cm (BxL)	VE 25 St.	Art.-Nr.: 703 192 210	PZN: 187 138 06
Exit-Pocket® WP ZVK Pädiatrie	7 x 5,5 cm vertikal	Öffnungsmaß f. Pflaster 7 x 5,5 cm (BxL)	VE 25 St.	Art.-Nr.: 703 192 211	PZN: 187 138 12
Exit-Pocket® WP Peritoneal	Ø 5 cm small	Öffnungsmaß f. Pflaster 5 cm Ø	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 201	PZN: 125 356 57



EXIT-PAD® AG

Nicht-anhaftendes Silber-Ionen beschichtetes Pad

MERKMALE

- » SPEZIELL FÜR DEN KATHETER-EXIT VERBAND
- » UNMITTELBARE UND LANGFRISTIGE ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG
- » REDUZIERUNG VON LOKALEN EXIT-INFESTIONEN ODER SYSTEMISCHER KATHETER-BEDINGTER SEPSIS

Exit-Pad® AG Single Double	3,5 x 4,5 cm	Ø 4 mm cuthole	VE 100 St.	Art.-Nr.: 703 191 902	PZN: 125 354 85
Exit-Pad® AG Peritoneal	3,5 x 4,5 cm	Ø 5 mm cuthole	VE 100 St.	Art.-Nr.: 703 191 903	PZN: 125 355 16



EXIT-PRO® AG

*Nicht-anhaftendes Silber-Ionen beschichtetes Verband-Set
(Model A) non-woven Vliesgewebe Pflaster
(Model B) PU-Folie Polyurethane-Membran*



MERKMALE


- » SPEZIELL FÜR DEN KATHETER-EXIT
- » FÜR DIE KOMPRESSION UND ABSORPTION VON EXSUDAT
- » UNMITTELBARE UND LANGFRISTIGE ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG

Exit-Pro® AG Model A (non-woven)	Pad: 5 x 4 cm Pflaster: 10 x 7 cm	Ø 4 mm cuthole	VE 100 St.	Art.-Nr.: 703 192 003	PZN: 125 355 51
--	---	-------------------	---------------	--------------------------	--------------------

Exit-Pro® AG Model B (PU-Folie)	Pad: 5 x 4 cm Pflaster: 10 x 8 cm	Ø 4 mm cuthole	VE 100 St.	Art.-Nr.: 703 192 004	PZN: 125 355 68
---------------------------------------	---	-------------------	---------------	--------------------------	--------------------

EXIT-PRO® AG SOFTTOUCH

*Nicht-anhaftendes Silber-Ionen beschichtetes Verband-Set
non-woven Vliesgewebe Pflaster mit einem hypoallergenen
Haftgel auf Silikonbasis "SoftTouch-Technologie"*



MERKMALE

- » SPEZIELL FÜR DEN KATHETER-EXIT
- » FÜR DIE KOMPRESSION UND ABSORPTION VON EXSUDAT
- » UNMITTELBARE UND LANGFRISTIGE ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG
- » SOFT TOUCH-TECHNOLOGIE BEWAHRT DIE EMPFINDLICHE HAUT VOR MECHANISCHEN SCHÄDEN

Exit-Pro® AG SoftTouch	Pad: 5 x 4 cm Pflaster: 10 x 8 cm	Ø 4 mm cuthole	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 1950 810	PZN: 175 701 15
---------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------	---------------------------	--------------------



EXIT-POCKET® STANDARD

Kathetertasche zum einfachen und schnellen Fixieren von Dialyse-Kathetern

MERKMALE

- » SCHUTZ DER KATHETER-EXIT UMGEBENDEN HAUT
- » AGIERT ALS BARRIERE GEGEN INFEKTIONEN

Exit-Pocket® Standard mit Pflaster	18 x 8 cm	VE 50 St.	Art.-Nr.: 703 192 880	PZN: 187 511 55
Exit-Pocket® Standard T mit Pflaster	16 x 5 cm	VE 25 St.	Art.-Nr.: 703 192 890	PZN: 187 511 84

desiTop

DESINFEKTIONS- MITTELSPENDER STEHEND 500 ml

- Tischgerät aus gebürstetem Edelstahl
- Geeignet für alle handelsüblichen 500ml-Einwegflaschen
- Mit Kennzeichnungsclip „Desinfektion“
- Standsicher
- Mit herausnehmbarer Pumpe
- Inkl. Abtropfschale
- Inkl. Leerflasche



 **MADE IN
GERMANY**



US|med
MEDIZINPRODUKTE

KOMBISTOPFEN

Dispomed® Kombistopfen blau



MERKMALE

- » SICHERHEITSVERSCHLUSS OHNE ZUSPRITZMÖGLICHKEIT
- » LUER-LOCK (MÄNNLICH) + LUER-LOCK (WEIBLICH)
- » STERIL EO, DRUCKFEST BIS 200KPA (2BAR), UNIVERSELLER EINSATZ BEI DRUCK- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Kombistopfen

VE 1000 St.

Art.-Nr.: 701 100 930



REPLACEMENT CLAMP™

Reparaturklemme für Dialysekatheter

MERKMALE

- » ERMÖGLICHT DAS ERSETZEN EINER DEFECTEN KLEMME AM DIALYSEKATHETER, OHNE DEN LUER-LOCK ANSCHLUSS ZU ENTFERNEN

Replacement Clamp™

VE 10 á 2 St.

Art.-Nr.: 712 19 RCM 03

PZN: 175 701 96



EXIT-POCKET® PT


Non-woven Beutel für Peritoneal-Katheter

MERKMALE

- » NON-WOVEN BEUTEL MIT ELASTISCHEM GÜRTEL MIT KLETTVERSCHLUSS
- » ZUR AUFNAHME DES PD-KATHETERS ZWISCHEN DEN DIALYSEBEHANDLUNGEN
- » GEEIGNET, UM DIE HAUT VOR MECHANISCHER REIZUNG DURCH DEN KATHETER ZU BEWAHREN

Exit-Pocket® PT Peritoneal	18 x 7 cm	VE 40 St.	Art.-Nr.: 703 192 301	PZN: 172 739 89
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--------------------

Exit-Pocket® PT Peritoneal	24 x 7 cm	VE 40 St.	Art.-Nr.: 703 192 302	PZN: 172 739 95
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--------------------



EMOSTAN®

EMOSTAN® PAD ALG

Emostan ALG für die Versorgung stark anhaltender Blutungen!

Hämostase-Pad auf Calziumalginatbasis



EMOSTAN® PAD

Emostan für die Standardversorgung
Alternative zur Kompresse | Pflaumentupfer

Vorteil:
Atraumatische Entfernung des Pad
Weniger Abfall
Kein Durchbluten



EMOSTAN® PAD

Nicht-anhaftendes Pad zur Versorgung des AV-Shunt

MERKMALE

- » KOMPRESSIONSBEDINGTES STOPPEN VON BLUTUNGEN AN AV-SHUNT PUNKTIONSSTELLEN
- » REDUZIERUNG DES BLUTUNGSRIKOS
- » ATRAUMATISCHE ENTFERNUNG DES PAD
- » WENIGER ABFALL
- » KEIN DURCHBLUTEN

Emostan® Pad	Ø 2,6 cm	VE 500 à 2 St.	Art.-Nr.: 703 192 401	PZN: 125 357 23
--------------	----------	-------------------	--------------------------	--------------------



EMOSTAN® PAD ALG

Hämostase Pad auf Calziumalginatbasis zur Versorgung des AV-Shunt

MERKMALE

- » BESCHLEUNIGUNG DER HÄMOSTASE STIMULATION DER HAUTREGENERATION

Emostan® Pad ALG	2,5 x 2,5 cm	VE 25 à 2 St.	Art.-Nr.: 703 192 525 2A	PZN: 175 701 44
------------------	--------------	------------------	-----------------------------	--------------------



BETAFIX®

Elastischer Shunt-Verband mit nicht-anhaftendem Pad zur Versorgung des AV-Shunt



MERKMALE

- » KOMPRESSIONSBEDINGTES STOPPEN VON BLUTUNGEN AN AV-SHUNT PUNKTIONSSTELLEN
- » REDUZIERUNG DES BLUTUNGSRIKOS
- » ELASTISCHER VERBAND MIT FIXIERUNG
- » ATRAUMATISCHE ENTFERNUNG DES PAD

Betafix®	Länge: 50 cm +- 10%	Ø 2,6 cm	VE 300	Art.-Nr.:	PZN:
	Breite: 6 cm		à 2 St.	703 192 602	125 358 41

BETAFIX® ALG

Elastischer Shunt-Verband mit Hämostase Pad auf Calziumalginatbasis zur Versorgung des AV-Shunt

MERKMALE

- » KOMPRESSIONSBEDINGTES STOPPEN VON BLUTUNGEN AN AV-SHUNT PUNKTIONSSTELLEN
- » REDUZIERUNG DES BLUTUNGSRIKOS
- » ELASTISCHER VERBAND MIT FIXIERUNG
- » BESCHLEUNIGUNG DER HÄMOSTASE STIMULATION DER HAUTREGENERATION

Betafix®	Länge: 60 cm +- 10%	2,5 x 2,5 cm	VE	Art.-Nr.:	PZN:
ALG	Breite: 6 cm		50 St.	703 19B 6006	175 701 50





NOVA BETAFIX® AG

Elastischer Shunt-Verband mit nicht-anhaftendem Silber-Ionen beschichtetem Pad zur Versorgung des AV-Shunt

MERKMALE

- » REDUZIERT DIE INFektionsGEFAHR DES AV-SHUNT DURCH DIE UNMITTELBAR UND LANGFRISTIG ANTIBAKTERIELL WIRKENDE SILBERIONENBESCHICHTUNG DES PAD
- » VERHINDERT SCHORFBILDUNG
- » KOMPRESSIONSBEDINGTES STOPPEN VON BLUTUNGEN AN AV-SHUNT PUNKTIONSTELLEN
- » ELASTISCHER VERBAND MIT FIXIERUNG

Nova Betafix® AG	Länge: 50 cm +- 10%	2,5 x 2,5 cm	VE 50	Art.-Nr.:	PZN:
	Breite: 6 cm		à 2 St.	703 192 702	125 358 70



NOVA SOVAN® AG

Nicht-anhaftendes Silber-Ionen beschichtetes Pad auf Vliesgewebe Pflaster (non-woven)

MERKMALE

- » REDUZIERT DIE INFektionsGEFAHR DES AV-SHUNT DURCH DIE UNMITTELBAR UND LANGFRISTIG ANTIBAKTERIELL WIRKENDE SILBERIONENBESCHICHTUNG DES PAD
- » VERHINDERT SCHORFBILDUNG

Nova Sovan® AG SinglePack	Pad: 2,5 x 2,5 cm Pflaster: 10 x 5 cm	VE 40 St.	Art.-Nr.:	PZN:
			703 192 501	125 357 52
Nova Sovan® AG TwinPack	Pad: 2,5 x 2,5 cm Pflaster: 10 x 5 cm	VE 30 à 2 St.	Art.-Nr.:	PZN:
			703 192 502	125 357 69



NOVA SOVAN® AG SOFTTOUCH

Nicht-anhaftendes Silber-Ionen beschichtetes Pad auf Vliesgewebe Pflaster (non-wovan) mit hypoallergenen Haftgel auf Silikonbasis



MERKMALE

- » REDUZIERT DIE INFEKTIONSGEFAHR DES AV-SHUNT DURCH DIE UNMITTELBAR UND LANGFRISTIG ANTIBAKTERIELL WIRKENDE SILBERIONENBESCHICHTUNG DES PAD
- » VERHINDERT SCHORFBILDUNG
- » SOFTTOUCH TECHNOLOGIE, BEWAHRT DIE EMPFINDLICHE HAUT VOR MECHANISCHEN SCHÄDEN

Nova Sovan® AG	Pad: 2,8 x 2,8 cm	VE 100	Art.-Nr.:	PZN:
SoftTouch	Pflaster: 5 x 7,2 cm	à 2 St.	703 1950 074	175 701 67

DIAFIX®

AV-Shunt Druckband



MERKMALE

- » REGULIERBARE KOMPRESSION
- » KOMPRESSIONSBEDINGTE BLUTSTILLUNG

Diafix®	Länge: 38 cm Breite: 1,5 cm	VE 500 St.	Art.-Nr.: 703 190 010
---------	-----------------------------	------------	-----------------------



FISTULA STOP®

AV-Shunt Druckband

MERKMALE

- » REGULIERBARE KOMPRESSION
- » LEICHT ZU REINIGEN
- » WIEDERVERWENDBAR IN PRAKTISCHER PATIENTENBOX (INHALT 2 STÜCK)

Fistula Stop® Patientenbox

VE 1 Box

Art.-Nr.: 712 19F 500



LINESTRAP™

Halten Sie AV-Schlauchsysteme fest

MERKMALE

- » FÜR AV-SCHLAUCHSYSTEME
- » SITZT BEQUEM
- » S UMFANG 10 CM BIS 17 CM
- » M UMFANG 17 CM BIS 20 CM
- » L UMFANG 18 CM BIS 25 CM

LineStrap™	S	VE 5 St.	Art.-Nr.: 71219 HP540-077
------------	---	----------	---------------------------

LineStrap™	M	VE 5 St.	Art.-Nr.: 71219 HY540-077
------------	---	----------	---------------------------

LineStrap™	L	VE 5 St.	Art.-Nr.: 71219 HA600-077
------------	---	----------	---------------------------



EUROSTRIPS® XL DRUCKPFLASTER

SCHNELL | SICHER | KOMFORTABEL

MERKMALE

- » STERILE BLUTSTILLENDE PFLASTER FÜR KLEINE WUNDEN.
- » STARKE HAFTUNG UND UMLAUFENDER DICHTRAND. LATEXFREI.
- » STARK ABSORBIERENDES, NICHT HAFTENDES, AUFQUELLENDES DRUCKKISSEN.
- » FLEXIBEL, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, HYPOALLERGEN. STERIL BEI INTAKTEN SIEGELN.



Eurostrips® XL (30 x 72mm)	Pad 12 x 15 mm	VE 100 St. 2000 St.	Art.-Nr.: 702 410 410	PZN: 182 31 763
-------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

WOUNDCLOT™

Advanced Bleeding Control

Hämostatische Kompresse zur Versorgung des AV-Shunt

MERKMALE

- » REDUZIERT DIE ABDRÜCKZEIT UM MINDESTENS 50 %
- » SCHONT DEN SHUNT
- » IST MEDIKAMENTENFREI
- » ERHÖHT DIE SICHERHEIT UND DEN KOMFORT DES PATIENTEN



WoundClot™	5 x 5 cm	VE 10 à 2 St.	Art.-Nr.: 701 120 050	PZN: 141 412 76
------------	----------	---------------	-----------------------	-----------------



**WASSERDICHTER VERBAND-BEUTEL
FÜR DEN KATHETERSCHUTZ**

Exit-Pocket® WP 5,5x7cm & 7x5,5cm

Kleinere Größe

Die beiden Größen sind besonders für unsere kleinen Menschen geeignet. Das heißt auch für Säuglinge und Kinder die einen ZV-Katheter implantiert haben. Diese haben nun auch die Möglichkeit mit diesem Verband Ihre Katheteraustrittsstelle (KAST) und Katheterextensionen vor Kontakt mit Wasser zu schützen (Duschen, Baden, Schwimmen).

Den Verband gibt es in horizontaler (5,5 x 7cm) und vertikaler (7 x 5,5cm) Ausführung. Die Öffnungen sind angepasst für Primärverbände bis 5 x 6,5cm bzw. 6,5 x 5cm.



**NEUE GRÖSSEN
EXIT POCKET WP
BESONDERS
FÜR UNSERE
KLEINEN MENSCHEN**

**7 x 5,5 cm oder
5,5 x 7cm**

BESTELLUNGEN NEHMEN WIR GERNE ENTGEGEN!

USmed Medizinprodukte e.K. Bunte Berna 31 | 34123 Kassel | www.usmed-medizinprodukte.de
T: +49 (0)561 766 86 35 | F: +49 (0)561 766 86 36 | info@usmed-online.de

SUPERCATH™

Peripherer Sicherheitsdialysekatheter

Wählen Sie die gefäßschonende Alternative

Der Gefäßzugang per Shunt oder Fistel ist die „Lebensader“ von Dialysepatienten, die häufig eine lange Zeit auf diese Form der Behandlung angewiesen sind und viel Zeit im Dialysezentrum verbringen.

Supercath™ Shuntkatheter ermöglichen eine angenehme und patientenfreundliche Behandlung und helfen gleichzeitig, Kosten und Zeit für die Behandlung von Komplikationen im Gefäßzugang zu reduzieren.

Supercath™ sind Shuntkatheter zur Verwendung bei arteriovenösen Fisteln (Shunts) und Gefäßprothesen.

Da die spitze Einführnadel nach dem Punktieren herausgezogen wird, verbleibt während der Behandlung nur der weiche Katheter im Gefäßzugang.


Dies hilft, das Risiko von Infiltrationen in die Gefäßwand und damit verbundene Komplikationen zu reduzieren. Zeit und Aufwand, die normalerweise für die Behandlung der Komplikationen aufgewendet würden, können auf diese Art eingespart werden. Den Patienten ermöglicht es der flexible Katheter, ihre Arme zu bewegen, was die Behandlung erheblich komfortabler und angenehmer macht.

Schonender Gefäßzugang

Hilft dabei, Infiltrationen oder Venenwandverletzungen zu reduzieren
Ideal für unruhige Patienten, gelenksnahe Punktationen, tief liegende Gefäße und Nachtdialyse

Angenehme Behandlung

Der flexible Katheter ermöglicht es Patienten, ihre Arme während der Behandlung zu bewegen





SUPERCATH™ CLAMPCATH

Shunt-Katheter



MERKMALE

- » ZUR EINMALIGEN ANWENDUNG IN DER DIALYSE
- » FÜR EINE EFFEKTIVE DIALYSE UND DEN ERHALT DES GEFÄSSZUGANGS

Supercath™ CLAMPCATH SP502-16(25)	Länge/Größe 25 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 100 St.	Art.-Nr.: 801 14 25-01
Supercath™ CLAMPCATH SP502-16 (33)	Länge/Größe 33 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 100 St.	Art.-Nr.: 801 14 33-01
Supercath™ CLAMPCATH SP502-17(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 100 St.	Art.-Nr.: 801 15 25-01
Supercath™ CLAMPCATH SP502-17(33)	Länge/Größe 33 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 100 St.	Art.-Nr.: 801 15 33-01
Supercath™ CLAMPCATH SP502-18(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,7 mm	Farbcode Weiß	VE 100 St.	Art.-Nr.: 801 16 25-01

SUPERCATH™ NEO

Shunt-Katheter



MERKMALE

- » ZUR EINMALIGEN ANWENDUNG IN DER DIALYSE
- » FÜR EINE EFFEKTIVE DIALYSE UND DEN ERHALT DES GEFÄSSZUGANGS

Supercath™ NEO SP802-14(25)	Länge/Größe 25 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 14 25-02
Supercath™ NEO SP802-14(33)	Länge/Größe 33 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 14 33-02
Supercath™ NEO SP802-15(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 15 25-02
Supercath™ NEO SP802-15(33)	Länge/Größe 33 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 15 33-02
Supercath™ NEO SP802-16(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,7 mm	Farbcode Weiß	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 16 25-02



SUPERCATH™ PRO

Shunt-Katheter

MERKMALE

- » ZUR EINMALIGEN ANWENDUNG IN DER DIALYSE
- » FÜR EINE EFFEKTIVE DIALYSE UND DEN ERHALT DES GEFÄSSZUGANGS



Supercath™ PRO SP402-14(25)	Länge/Größe 25 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 14 25-03
Supercath™ PRO SP402-14(33)	Länge/Größe 33 mm x 2.1 mm	Farbcode Hellgrün	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 14 33-03
Supercath™ PRO SP402-15(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 15 25-03
Supercath™ PRO SP402-15(33)	Länge/Größe 33 mm x 1,9 mm	Farbcode Blaugrau	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 15 33-03
Supercath™ PRO SP402-16(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,7 mm	Farbcode Weiß	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 16 25-03
Supercath™ PRO SP402-16(33)	Länge/Größe 33 mm x 1,7 mm	Farbcode Weiß	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 16 33-03
Supercath™ PRO SP402-17(25)	Länge/Größe 25 mm x 1,5 mm	Farbcode Rotviolett	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 17 25-03
Supercath™ PRO SP402-17(33)	Länge/Größe 33 mm x 1,5 mm	Farbcode Rotviolett	VE 50 St.	Art.-Nr.: 801 17 33-03



NaCl 0,9 % FERTIGSPRITZEN (STERIL STERIL)

vorgefüllte Luer-Lock Spritze

Zum Spülen von zentralen und peripheren Gefäßzugängen

Eine Kombination aus Sicherheit und Effizienz

MERKMALE

- » REDUZIERUNG DER BAKTERIELLEN KONTAMINATION
- » REDUZIERUNG DES CRBSI RISIKO
- » ZEIT- UND KOSTENEINSPARUNG
- » RKI EMPFEHLUNG: "VERWENDUNG VON INDUSTRIELL HERGESTELLTEN FERTIGSPRITZEN."

NaCl 0,9%	5 ml Fertigspritze	Art.-Nr.: 800 102 001	
NaCl 0,9%	10 ml Fertigspritze	Art.-Nr.: 703 202 2620	PZN: 180 210 72
NaCl 0,9%	20 ml Fertigspritze	Art.-Nr.: 703 202 2720	PZN: 180 210 89



INDIVIDUELLE AN- UND ABSCHLUSSET´S

Shunt- und Katheterversorgung

Individuelle An- und Abschlusssets die wir gemeinsam auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

Diese enthalten alle notwendigen Komponenten für den An- und Abschluss des Shunt und Katheters an einem extrakorporalen Kreislauf.

Die Verwendung solcher Sets erleichtern Ihren Arbeitsablauf, da der Zeitbedarf für das Zusammenstellen der Komponenten reduziert wird. Außerdem bieten sie mehr Sicherheit.

Zusätzlich sparen Sie Lagerkapazität und reduzieren anfallenden Verpackungsmüll.

EXIT-PRO® AG SoftTouch

BESCHREIBUNG

EXIT-PRO AG SoftTouch ist ein Verband für den Katheter-Exit mit Silberionen freisetzendem Antihafthfilm, der auf einem atmungsaktivem Non-Woven (Vlies) Pflaster aufgebracht wird, das mit einem hypoallergenen Haftgel auf Silikonbasis mit "SoftTouch" - Klebetechnologie beschichtet ist.

VERWENDUNGSZWECK


Kompletter Verband der Austrittsstelle von intravaskulären Kathetern. Es sind keine Sekundärverbände erforderlich. Kompatibel mit allen Standardkathetern.

INDIKATIONEN

Der Verband hat eine doppelte Funktion:

- Der Silberionen freisetzende Film hat eine sofortige und dauerhafte antimikrobielle Wirkung, um das lokale Risiko von Infektionen der Katheter-Austrittsstelle und des Tunnels sowie der damit verbundenen Gefahr der Sepsis zu verringern.
- Der "SoftTouch" Klebefilm schützt die Haut vor mechanischen Schäden, verursacht durch ständige Entfernung des Pflaster (als Folge wiederholter Anwendungen), und unterstützt die Gewebereparatur. Optimale Lösung für Patienten mit trockener, feuchter oder schuppiger Haut, die bei Patienten mit intravaskulären Kathetern (Dialyse und Onkologie) weit verbreitet ist.

Traditionelle vs. SoftTouch Verbände




Traditionelle Verbände

haften nicht gleichmäßig auf der Haut; stattdessen hinterlassen sie Zwischenräume die sich nach und nach füllen. Das bewirkt eine Zugkraft auf die Haut und verstärkt die Fixierung. Sie sind für Langzeitanwendungen geeignet.

SoftTouch Verbände

Haften gleichmäßig auf der Haut und haben eine niedrige Oberflächenspannung. Die Entfernung ist weniger traumatisch, dieses Verhalten macht sie ideal für die häufige Anwendung für zarte und empfindliche Haut.




GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfizieren Sie die Katheter-Austrittsstelle mit einem geeigneten Haut-Desinfektionsmittel (keine Jod-haltigen Präparate verwenden) und lassen Sie sie komplett abtrocknen.
2. Heben Sie die beiden Klappen der Schutzfolie des Pflasters an.
3. Platzieren Sie das Pad und bringen Sie es in Kontakt mit der Haut am Exit. Fixieren Sie es durch sanften Druck auf die umgebende Klebefläche des Pflasters.
4. Schließen Sie die Entfernung der Schutzfolie ab.
5. Belassen Sie **EXIT-PRO AG SoftTouch** bis zu einer Woche auf dem Exit, sofern dieser keine erste Anzeichen einer Infektion zeigt.

⚠️ WARNUNGEN

- Nicht bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Silber anwenden.
- Nicht bei Untersuchungen wie Röntgenstrahlen, Ultraschall, Diathermie, Magnetresonanz oder Radiotherapie verwenden.
- Nicht in Kombination mit Lösungen auf Jodbasis verwenden
- Das Produkt ersetzt nicht die entsprechenden systemischen Therapien, die bei klinischen Infektionen erforderlich sind
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.

KLASSIFIKATION • KLASSE III (RULE 13 MDD 93/42 EEC)
 BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER UNIEN ISO 10993 STANDARD
 STERILISATION • ETHYLENOXID
 VERFALLDATUM • 3 JAHRE
 ⚠️ ⓧ • ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG



Allgemeine Geschäftsbedingungen

USmed Medizinprodukte e.K.
Tim-Oliver Schwabach
Bunte Berna 31
34123 Kassel

T: +49 (0)561.766 86 35
F: +49 (0)561.766 86 36
E: info@usmed-online.de

S1

AUSSCHLIESSLICHE GELTUNG

Nachstehende Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der USmed Medizinprodukte e.K. (nachfolgend USmed genannt) und dem Vertragspartner (nachfolgend Besteller genannt) und zwar auch dann, wenn bei einzelnen Angeboten, Lieferungen und Leistungen sowie künftigen Geschäftsbeziehungen nicht nochmals ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. Geschäftsbedingungen des Bestellers, die diesen Geschäftsbedingungen widersprechen oder zu Lasten von USmed von einer gesetzlichen Regelung abweichen, gelten nur, wenn dies durch USmed ausdrücklich schriftlich bestätigt wird.

S2

VERTRAGSABSCHLUSS

Alle Angebote von USmed sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch USmed. Gleiches gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden. Geschäfte werden auch verbindlich, wenn sie durch Übersendung der Ware ausgeführt werden. Angaben in den bei Vertragsabschluss gültigen Beschreibungen über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Abbildungen und Zeichnungen, Qualitäts- und Eigenschafts- beschreibungen sind als annähernd zu betrachten und keine zugesicherten Eigenschaften, außer wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Gleiches gilt für eine Bezugnahme auf DIN – Normen, Konstruktions- oder Formänderungen. Abweichungen bezüglich Maße, Gewicht und Aussehen bleiben vorbehalten, soweit diese Änderung für den Besteller zumutbar sind und der Vertragsgegenstand dadurch nicht erheblich geändert wird. Außendienstmitarbeiter von USmed werden lediglich als Vermittlungsvertreter tätig und sind nicht befugt, Verträge abzuschließen oder von den Geschäftsbedingungen abzuweichen. Zusagen der Außendienstmitarbeiter bedürfen schriftlicher Bestätigung durch USmed.

S3

PREISE

Sämtliche vereinbarten Preise verstehen sich als Nettopreise ohne Umsatzsteuer, Skonti, Verpackung, Fracht und Versicherung. Bei Aufträgen unter € 30,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00. Wir liefern in unseren Verpackungseinheiten. Abweichende Bestellmengen werden aufgerundet. Sofern sich für Waren, für die USmed Listenpreise führt, zwischen Vertragsabschluss und Lieferung die Listenpreise erhöht haben, ist USmed berechtigt, den bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis entsprechend zu erhöhen. Bei anderen Waren, insbesondere Sonderanfertigungen, gilt der in der Auftragsbestätigung vereinbarte Preis mit der Maßgabe, dass USmed berechtigt ist, den Preis entsprechend der Kostensteigerung zwischen Vertragsabschluss und Lieferung zu erhöhen. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss erfolgt und der Käufer nicht Kaufmann ist. Für den Versand nach deutschen Inseln (Inselzuschlag) und EU-Mitgliedsstaaten gelten die jeweiligen Tarife der deutschen Post oder Spedition.

S4

ZAHLUNG/ZAHLUNGSVERZUG

Forderungen gegen den Besteller sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Abweichungen hiervon bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch USmed. Werden Rechnungen nicht bar bezahlt, gilt eine Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der volle Rechnungsbetrag auf einem Konto von USmed vorbehalten ist. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen unter Berechnung aller Finanzierungskosten, Einziehungs- und Diskontospesen. USmed übernimmt keine Haftung für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung dieser Zahlungsmittel, es sei denn, dass USmed deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Übergebene Wechsel und Sicherheiten dienen auch zur Befriedigung von Ansprüchen aus einem etwa entstehenden Abwicklungsverhältnis. Verzugszinsen werden mit 3% p.a. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, es sei denn dass USmed eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Besteller eine geringere Belastung nachweisen kann. Zahlungen werden unabhängig von einer Bestimmung durch den Besteller immer zuerst auf die entstandenen Kosten, dann auf die Zinsen, danach auf die ältesten Schulden und zuletzt auf den im Vertrag vereinbarten Preis angerechnet. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld- ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger Wechsel – einschließlich bis zum Fälligkeitstag aufgelaufener Zinsen fällig, wenn der Besteller mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug ist. Die gesamte Restschuld wird ferner fällig, wenn ein Scheck nicht eingelöst wird, der Besteller seine Zahlungen allgemein einstellt oder wenn über sein Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt ist. Werden USmed nach Vertragsabschluss konkrete Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt, durch die die Forderungen bei vernünftigen kaufmännischer Beurteilung als nicht mehr ausreichend gesichert erscheinen, kann USmed Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung in angemessener Höhe verlangen. Die Stellung von Sicherheiten und die Vorauszahlung gehören dann zu den Hauptpflichten des Bestellers. Der Besteller darf gegen Forderungen von USmed nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nur für Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis. Wird dieses wegen eines Mangels ausgeübt, so darf der zurückbehaltene Betrag die Kosten der Mängelbeseitigung nicht wesentlich übersteigen. Der Besteller darf Ansprüche aus mit USmed abgeschlossenen Verträgen nur mit schriftlicher Zustimmung an Dritte abtreten.

S4 a

RECHNUNGSVERSAND

Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format an die vom Kunden zum Zwecke des Erhalts bekannt gegebene E-Mail-Adresse übersandt. Der Kunde verpflichtet sich, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass er die Rechnung vereinbarungsgemäß abrufen kann. Eine Änderung der für den elektronischen Rechnungsversand benannten E-Mail-Adresse wird der Kunde unverzüglich mitteilen. Im Falle einer fehlerhaften oder schuldhaft unterbliebenen Mitteilung über die Änderung der benannten E-Mail-Adresse erstattet der Kunde den durch die Adressermittlung entstandenen Schaden. Die elektronische Rechnung gilt mit dem Eingang der E-Mail, der die elektronische Rechnung beigelegt ist, als zugegangen. Der Kunde kann die Zustimmung zu dem elektronischen Rechnungsversand jederzeit schriftlich widerrufen.

S5

LIEFERUNG/LIEFERVERZUG/UNMÖGLICHKEIT

Die Ware wird auf Verlangen des Bestellers auf dessen Gefahr und Kosten versandt. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. USmed bestimmt Versandart und -weg und ist berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die Sendung auf Kosten des Bestellers zu versichern. Wird der Versand ohne Verschulden von USmed unmöglich, geht die Gefahr mit der Bereitstellungsanzeige auf den Besteller über. Erfüllungsort ist in jedem Fall Kassel. USmed ist zu Teillieferungen berechtigt und kann bei nicht serienmäßigen Geräten oder Sonderanfertigungen gerechtfertigte Überstücke mitliefern. Liefertermine und -fristen sind unverbindlich und gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, außer wenn etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss und setzen den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Klarstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart, ist gleichzeitig ein neuer Liefertermin oder eine neue Lieferfrist zu vereinbaren. Sind Liefertermine oder Lieferfristen nicht schriftlich vereinbart, können Mahnung und Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung nicht vor Ablauf von vier Wochen nach Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferfrist erfolgen. Der Ersatz des durch die Verzögerung entstandenen Schadens und ein Schadenersatz wegen Nichterfüllung sind ausgeschlossen, soweit USmed, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fallen. Höhere Gewalt oder bei USmed und deren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, z.B. Aufruhr, Streik, Aussperrung, Krieg, Mobilmachung, Brand oder Energiemangel, die eine Lieferung ohne Verschulden von USmed vorübergehend hindern den

Vertragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffer b) und c) genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen, zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit für die Herstellung eines normalen Produktionsablaufes. Führt eine solche Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

S6

ABNAHME/MÄNGELRÜGE

Der Besteller hat die gelieferte Ware in jedem Fall entgegenzunehmen und unverzüglich nach Zugang zu untersuchen. Ist der Besteller Kaufmann, gelten die Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377, 378 HGB mit der Maßgabe, dass eine Rüge innerhalb von 10 Tagen nach Wareneingang zu rügen ist. Nicht-Vollkaufleute haben öffentliche Mängel innerhalb von zehn Tagen nach Wareneingang zu rügen. Rückgabe verkaufter Ware, speziell von Sonderanfertigungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wird Ware in begründeten Einzelfällen mit ausdrücklicher Genehmigung von USmed zurückgenommen, hat die Rücksendung in der unbeschädigten Originalverpackung ohne jegliche Fremdmarkierung spesenfrei zu erfolgen. Für einwandfreie Ware schreiben wir bis 3 Monate nach Lieferdatum 75% bis 6 Monate nach Lieferdatum 50% vom Netto- Warenwert gut. Die Ware muss eine Haltbarkeitsdauer von mindestens 3 Monaten aufweisen. Abweichungen hiervon bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch USmed.

S7

GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche leistet USmed Gewähr für Mängel durch wahlweise Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Die Ausübung dieses Wahlrechts steht USmed, nicht jedoch dem Besteller, zu. Für Geräte leisten wir 12 Monate Garantie. Für Reparaturen und Ersatzteillieferungen gelten die gesetzlichen Fristen. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers entfallen, wenn er seine Untersuchungs- und Rügepflichten nicht erfüllt hat, wenn die Verwendungs- und Betriebsanweisungen nicht befolgt wurden, wenn Mängel ohne Zustimmung von USmed behoben oder zu beheben versucht wurden, wenn der Besteller trotz Aufforderung durch USmed nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat und wenn der Vertragsgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht wurde. Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Schlägt die Nachbesserung fehl, insbesondere weil der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Besteller Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht in diesem Fall nicht. Schadensansprüche von USmed oder seinen Vertretern und Erfüllungsgehilfen verursachten Vertragsverletzungen sowie Ansprüche gegen USmed aus unerlaubter Handlung sind auf Fälle von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Das Gleiche gilt für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer Haftung für zugesicherte Eigenschaften und bei einer Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. Schadensersatzansprüche sind innerhalb von 14 Tagen nach Sichtbarwerden des Schadens bzw. Schadeneintritt schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist ist jede Haftung von USmed ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche von Kaufleuten gegen USmed verjähren innerhalb von einem Jahr ab Sichtbarwerden oder Eintritt des Schadens, sofern nicht gesetzliche Vorschriften zwingend eine längere Verjährungsfrist vorsehen. Die Jahresfrist gilt nicht, wenn gesetzlich eine kürzere Verjährungsfrist vorgesehen ist.

S8


EIGENTUMSVORBEHALT

Der Vertragsgegenstand bleibt bis zum Ausgleich des USmed aus dem Kaufvertrag zustehenden Forderungen gegen den Besteller Eigentum von USmed. Dieser Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen die USmed gegen den Besteller aus anderen Rechtsgeschäften aus der laufenden Geschäftsbeziehung hat, insbesondere aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen, und erstreckt sich auch auf den offenen Saldo, soweit Forderungen gegenüber dem Besteller in laufender Rechnung gebucht werden (Kontokorrentvorbehalt). USmed kann Vorbehaltsware herausverlangen, wenn die in §4d) erwähnten Voraussetzungen vorliegen oder wenn der Besteller einer Verpflichtung aus den nachstehenden Bestimmungen § 8c) und d) nicht nachkommt. In der Zurücknahme der Ware durch USmed liegt kein Rücktritt vom Vertrag außer wenn dies ausdrücklich schriftlich erklärt wird oder gesetzlich vorgeschrieben ist. In der Pfändung der Ware durch USmed liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag, außer wenn dies ausdrücklich anders schriftlich erklärt wird oder gesetzlich vorgeschrieben ist. USmed ist berechtigt, die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt selbst und ohne Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe geltend zu machen. Der Besteller ermächtigt USmed insbesondere zur Wegnahme des Vertragsgegenstandes. Der Besteller trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Ware. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% des Verwertungserlöses. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura – Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) an USmed ab, welche ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Vertragsgegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller wird widerruflich ermächtigt, diese Forderungen für USmed einzuziehen. Die Befugnis von USmed die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Jedoch verpflichtet sich USmed die Forderungen offenzulegen und alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Wird der Vertragsgegenstand mit anderen, nicht im Eigentum von USmed stehenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt USmed das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Vertragsgegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgte die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller USmed anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwarft das Alleineigentum oder das Miteigentum für USmed. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändung des Vertragsgegenstandes hat der Besteller USmed unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen, sowie den Dritten unverzüglich vom Eigentumsvorbehalt zugunsten USmed hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, USmed die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß §771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den USmed entstandenen Ausfall. USmed gibt die ihr zustehenden Sicherheiten frei soweit ihr Wert die zu sichernden, offenen Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

S10


SONSTIGES

USmed ist berechtigt, Daten über den Besteller für Zwecke der eingegangenen Geschäftsverbindungen zu speichern und entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz zu verwenden bzw. an Dritte zu übermitteln. Der Weiterverkauf der Waren ist nur in Original – Verpackungen zulässig. Der Besteller ist nicht berechtigt Umverpackungen vorzunehmen. Unterlagen, Zeichnungen und Kostenvoranschläge unterliegen Eigentums- und Urheberrechten von USmed und dürfen Dritten nur nach vorheriger Zustimmung von USmed zugänglich gemacht werden. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.



HYGIENE

**FORDERN SIE AUCH GERNE UNSEREN
HYGIENEKATALOG ÜBER HÄNDEDESINFEKTION
UNVERBINDLICH AN**



IHR PARTNER FÜR GEFÄSSZUGÄNGE



USmed Medizinprodukte e.K.

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel | www.usmed-medizinprodukte.de | www.steripower-kassel.de
T: +49 (0)561.766 86 35 | F: +49 (0)561.766 86 36 | E: info@usmed-online.de



USmed
MEDIZINPRODUKTE

